



Certificate of Conformity

VWR Cleaning Brushes for Flasks and Bottle

VWR International certifies that the products comply in every respect with the relevant particular specifications and/or drawings and/or relevant standards and regulations in force, mentioned in this document.

VWR International certifie que les produits sont conformes à tous égards aux spécifications particulières appropriées et / ou dessins, normes et règlements en vigueur, mentionnées dans le présent document

VWR International bestätigt, dass das Produkte allen zutreffenden Spezifikations- und/oder Zeichnungs- und/oder Standardanforderungen sowie den im Dokument aufgeführten gültigen Vorschriften entspricht.

Catalog No.	Material	Head Ø (mm)	Trimming length (mm)	Total length (mm)	Pk
149-0108	Natural bristle	35	89	300	5
149-0109	Natural bristle	38	100	350	5
149-0110	Natural bristle	44	125	430	5

Other Characteristics:

- Brushes with white, natural bristles and flexible plastic handle
- Ideal for cleaning Erlenmeyer flasks, round and flat bottom flasks, Kjeldahl flasks, pear-shaped flasks, reagent and measuring flasks, and bottles
- Angled handle passes easily through the neck of bottles and flasks.
- Flexible, pliable brush head adapts to the shape of the container to be cleaned.
- With hanging loop.

Disclaimer: VWR wants to state that this declaration will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use. - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **April 2017**