



Certificate of Conformity

VWR GRID DIVIDER FOR CRYOBBOXES 75 mm HEIGHT

VWR International certifies that the products comply in every respect with the relevant particular specifications and/or drawings and/or relevant standards and regulations in force, mentioned in this document.

VWR International certifie que les produits sont conformes à tous égards aux spécifications particulières appropriées et / ou dessins, normes et règlements en vigueur, mentionnées dans le présent document

VWR International bestätigt, dass das Produkte allen zutreffenden Spezifikations- und/oder Zeichnungs- und/oder Standardanforderungen sowie den im Dokument aufgeführten gültigen Vorschriften entspricht.

Catalog No.	Compartments (mm)	Height (mm)	Pk
479-1452	4x4	65	1
479-1453	5x5	65	1
479-1454	6x6	65	1
479-1455	7x7	65	1
479-1456	8x8	65	1
479-1457	9x9	65	1
479-1458	10x10	65	1

Material: Cardboard


Other Characteristics:

- For storage of cryovials at low temperatures.
- Waterproof coating.
- Various combinations possible with different dividers (to be ordered separately).
- Available in different heights and 5 colours.
- Freezable to -140 °C.




Certificate of Conformity

479-1452




479-1453






Certificate of Conformity

479-1454




479-1455






Certificate of Conformity

479-1456




479-1457





Certificate of Conformity

479-1458



Disclaimer: VWR wants to state that this declaration will not discharge the user from his obligation to ensure the product is suitable for the intended use. - If there is any doubt ask us.

Date of issue: **January 2017**